


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-MacroH2A.1 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75367

Número do item: CM0029408



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra macroH2A.1 humano (validado por KO), adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Para uso em pesquisa em biologia da cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] macroH2A.1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9555
GeneID	9555
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 123-372 do macroH2A.1 humano (NP_613258.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75367
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo