

[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mapkapk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16644

Número do item: CM0021577



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MAPKAPK3, validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, rato, camundongo. Quinase ativada por estresse envolvida na produção de citocinas, endocitose e remodelação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Anticorpo pAb de Coelho MAPKAPK3
Observações/Apelido	3PK; MK3; MK-3; MDPT3; MAPKAP3; MAPKAP-K3; MAPKAPK-3; K3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7867
GeneID	7867
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do MAPKAPK3 humano (NP_004626.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16644
Peso Proteico	43kDa
Envio	Em saco de gelo