


Anticorpo Monoclonal Anti-MLh1 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - P40692

Número do item: CM0007468



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO e direcionado contra MLH1 humano, adequado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para estudos de reparo de incompatibilidades do DNA e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MLH1 [Validado por KO]
Observações/Apelidos	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRC51
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4292
GeneID	4292
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350–450 de MLH1 humano (NP_000240.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P40692
Peso da Proteína	85 kDa
Envio	Bolsa de gelo