


[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Msh2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43246

Número do item: CM0005473



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MSH2 validado por KO para WB, IHC-P, ELISA. Reage com MSH2 de humano, camundongo e rato. Proteína de reparo de desajuste de DNA Msh2, para pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MSH2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	FCC1; COCA1; HNPCC; LCFS2; MSH-2; hMSH2; HNPCC1; LYNCH1; MMRC52; H2
Espécie	Humano
GeneID	4436
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 330-583 da MSH2 humana (NP_000242.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43246
Peso da Proteína	105kDa
Transporte	Bolsa de gelo