

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mta2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - O94776

Número do item: CM0008627

introdução

[Validado por KO] Anticorpo monoclonal de coelho que visa o MTA2 humano, um componente do complexo NuRD envolvido na remodelação da cromatina. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MTA2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PID; MTA1L1; A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9219
GeneID	9219
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 569-668 do MTA2 humano (O94776)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O94776
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de gelo