

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mta2 Validado Por Ko Para Wb, Elisa, Chip - O94776

Número do item: CM0019217

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-MTA2 validado por KO, validado para Western blot, ELISA e ChIP. Detecta MTA2 em amostras humanas, de rato e de camundongo. Adequado para estudos de remodelação da cromatina e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] MTA2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PID; MTA1L1; A2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9219
GeneID	9219
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-180 do MTA2 humano (NP_004730.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94776
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de gelo