


[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mth1 Para Wb, Ip, Elisa - P36639

Número do item: CM0016677



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MTH1/NUDT1 humano (hidrolase de trifosfato de nucleosídeo de purina oxidado). Validado para estudos de knockout, adequado para aplicações de WB, IP e ELISA. Detecta uma proteína de 18 kDa, com reatividade cruzada com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] MTH1 Rabbit pAb
Observações/Alíás	MTH1; H1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4521
GeneID	4521
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-179 da MTH1 humana (NP_945192.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P36639
Peso da Proteína	18 kDa
Envio	Bolsa de gelo