

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-N-Cadherina para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19022

Número do item: CM0002400

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado para aplicações de knockout contra N-Cadherina (CDH2). Adequado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de adesão celular e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] N-Cadherina mAb de Coelho
Observações/Apelido	CDHN, NCAD, ACOGS, ADHD8, CD325, ARVD14, CDw325
Espécie	Humano
ID do Gene	1000
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da N-Cadherina humana (P19022).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19022
Peso da Proteína	100 kDa
Envio	Saco de gelo