


Anticorpo Monoclonal Anti-N-Terminal Alfa-Sinucleína Validado Por Ko [Mjff-B-3A4] Para Wb, If/Icc, Elisa - P37840

Número do item: CM0010732



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO direcionado à N-terminal da alfa-sinucleína (SNCA/PARK1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de função sináptica e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo monoclonal anti-N-terminal da alfa-sinucleína [MJFF-B-3A4]
Observações/Apêndice	NACP; PARK1; α -Sinucleína; SNCA
Espécie	Humano
ID do Gene	6622
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 40-50 da alfa-sinucleína humana (NP_000336.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P37840
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de Gelo