


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal Anti-Ndufc2 Para Wb E Elisa - O95298

Número do item: CM0018032



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra o NDUFC2 humano, uma subunidade chave do complexo I. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas mitocondriais e estudos da cadeia respiratória.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[Validado por KO] NDUFC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; C2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4718
ID do Gene	4718
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NDUFC2 humano (NP_004540.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95298
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo