


[Validado Em Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nrbf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96F24

Número do item: CM0028043



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NRBF2 humano, validado por knockout, reage com camundongo e rato. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. O alvo está envolvido na autofagia e na transcrição. Ideal para pesquisa de reagentes centrais para Dxl.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado em KO] NRBF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	COPR; COPR1; COPR2; NRBF-2; F2
Espécie	Humano
ID do Gene	29982 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-287 de NRBF2 humano (NP_110386.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96F24
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo