

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nrd1 Para Wb E Elisa - O43847

Número do item: CM0021379

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NRD1 validado por KO para WB e ELISA. Detecta a nardilisina (~132 kDa) em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de maturação axonal e mielinização. UniProt O43847.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] pAb de coelho anti-NRD1
Observações/Alias	NRD1; hNRD1; hNRD2; D1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4898
GeneID	4898
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-400 da NRD1 humana (NP_001095132.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O43847
Peso da proteína	132 kDa
Envio	Bolsa de gelo