


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nsdhl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15738

Número do item: CM0020012



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO que visa o NSDHL humano (sterol-4-alfa-carboxilato 3-desidrogenase), envolvido na biossíntese de colesterol. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo, rato. - Q15738

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] NSDHL pAb de Coelho
Observações/Apelido	H105E3; XAP104; SDR31E1; HL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	50814
GeneID	50814
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do NSDHL humano (NP_057006.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15738
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo