

[KO Validado] Anticorpo Policlonais Anti-Nucleobindina-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q02818

Número do item: CM0026414



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO direcionado à nucleobindina-1 (NUCB1, CALNUC), adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Validado para pesquisa sobre homeostase de cálcio no Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] NUCB1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NUC; CALNUC; B1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4924
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 302-461 da NUCB1 humana (NP_006175.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02818
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Bolsa de gelo