


[Ko Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P53 Para Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - P04637

Número do item: CM0011939



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra p53 humano (supressor tumoral). Adequado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP e ELISA. Validado por KO, reconhece múltiplas isoformas (24-44 kDa). Ideal para pesquisas sobre câncer e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-p53 [Validado por KO]
Observações/Alcunhas	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7157
ID do Gene	7157
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-393 da p53 humana (NP_000537.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P04637
Peso da Proteína	24-44 kDa
Envio	Bolsa de gelo