

[KO Validado] Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Pak2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13177

Número do item: CM0023891



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PAK2 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece PAK2 de rato e camundongo. Ideal para estudar regulação do citoesqueleto, apoptose e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Anticorpo Policlonal Coelho Anti-PAK2
Observações/Apelido	KNO2; PAK65; PAKgamma; K2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5062
GeneID	5062
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-212 do PAK2 humano (NP_000903.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13177
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de gelo