


[Validado Por Ko] Anti-Pdk1/Pdpgk1 Rabbo Pab Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15530

Número do item: CM0021039



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PDK1/PDPK1 humana, validado por knockout. Adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Uma quinase mestre na sinalização de insulina, proliferação celular e sobrevivência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PDK1/PDPK1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; K1
Espécie	Humana
GeneID	5170 (Humana)
Imunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 409-556 de PDK1/PDPK1 humana (NP_002604.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	O15530
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo