

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pdlim5 Para Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q96Hc4

Número do item: CM0005947



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PDLIM5 validado para Western Blot, IP, IHC-P e ELISA. Desenvolvido usando imunogênio de proteína recombinante para detectar a proteína 5 de domínios PDZ e LIM humana em pesquisas cardíacas e cerebrais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PDLIM5 mAb de Coelho
Observações/Apelido	L9; ENH; LIM; ENH1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10611
GeneID	10611
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-300 do PDLIM5 humano (NP_006448.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96HC4
Peso da Proteína	15-68 kDa
Envio	Saco com gelo