

[Ko Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pepck/Pck2 - Q16822

Número do item: CM0020733

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO direcionado ao PEPCK/PCK2 humano. Reage com humano, rato, camundongo. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ferramenta de pesquisa para gliconeogênese, ferroptose e metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Anticorpo pAb de Coelho PEPCK/PCK2
Observações/Apelido	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5106
GeneID	5106
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do PEPCK/PCK2 humano (NP_004554.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16822
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo