

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Phd2/Egln1 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzt9

Número do item: CM0018123



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PHD2/EGLN1 humano, validado por KO. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece PHD2 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em hipóxia e sinalização HIF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PHD2/EGLN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HPH2; PHD2; SM20; ECYT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; N1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	54583
GeneID	54583
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZT9
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo