

[Ko Validado] Anticorpo Policlonal Anti-Pka Rii α (Prkar2A) - P13861

Número do item: CM0015737



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a PKA RII α (PRKAR2A) humana [KO Validado]. Adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da sinalização de cAMP e da regulação da PKA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra PKA RII α (PRKAR2A) [KO Validado]
Observações/Apelido	PKR2; PRKAR2; A)
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5576
ID do Gene	5576
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-404 da PKA RII α (PRKAR2A)/PKR2 humana (NP_004148.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P13861
Peso da Proteína	46 kDa
Transporte	Bolsa de gelo