

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pml Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P29590

Número do item: CM0011870



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a proteína PML humana, validado para aplicações de knockout. Adequado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reconhece o PML humano, relevante na supressão de tumores, apoptose e defesa antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PML mAb de Coelho
Observações/Apelido	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5371
GeneID	5371
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-185 do PML humano (NP_150241.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29590
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Saco de gelo