

[Ko Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pml Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29590

Número do item: CM0017817



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína PML humana, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Ferramenta essencial para o estudo da supressão tumoral, apoptose e mecanismos de defesa antiviral mediados pelos corpos nucleares de PML.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-PML [Validado para KO]
Observações/Alcunhas	MYL; RNF71; PP8675; TRIM19; ML
Espécie	Humana
GeneID	5371
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-600 da PML humana (NP_150241.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P29590
Peso da Proteína	98 kDa
Transporte	Bolsa de gelo