

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pnp Validado Por Ko Para Wb, Elisa - P00491

Número do item: CM0023608



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra PNP (purina nucleosídeo fosforilase) humana para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Peso molecular ~32kDa. Adequado para pesquisa de metabolismo de nucleosídeos e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] PNP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NP; PUNP; PRO1837
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	4860
GeneID	4860
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-289 da PNP humana (NP_000261.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P00491
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Bolsa de gelo