

[KO Validado] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Prmt4/Carm1 Para Wb, Ip, Elisa - Q86X55

Número do item: CM0002020



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra PRMT4/CARM1 (Q86X55) para WB, IP e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para biologia da cromatina, regulação da transcrição e pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] PRMT4/CARM1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	PRMT4; M1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10498
ID do Gene	10498
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 486-603 da PRMT4/CARM1 humana (NP_954592.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86X55
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo