


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Prmt4/Carm1 Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86X55

Número do item: CM0022784



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO direcionado à PRMT4/CARM1 (SWISS: Q86X55), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta proteínas humanas, de camundongo e de rato; ideal para pesquisas de transcrição e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PRMT4/CARM1 pAb de Coelho
Observações/Alias	PRMT4; M1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10498
ID do Gene	10498
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 486-603 da PRMT4/CARM1 humana (NP_954592.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q86X55
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo