


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Psap Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07602

Número do item: CM0021050



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PSAP (Prosaposina), validado por KO, para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Essencial para pesquisas sobre doenças de armazenamento lisossômico e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PSAP pAb de Coelho
Observações/Apelido	GLBA; SAP1; SAP2; PSAPD; PARK24; AP
Espécie	Humano
GeneID	5660
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07602
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo