


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Psme2 Validado Para Ko Para Wb E Elisa - Q9UI46

Número do item: CM0016761



introdução

Anticorpo policlonico de coelho validado para KO que tem como alvo o PSME2 humano (PA28 β , REGbeta). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ferramenta essencial para pesquisa de imunoproteassomo e processamento de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] PSME2 Rabbit pAb
Observações/Alias	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5721
GeneID	5721
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-239 do PSME2 humano (NP_002809.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UL46
Peso Proteico	27kDa
Envio	Bolsa de gelo