

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ptbp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26599

Número do item: CM0024224



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PTBP1 validado por KO para western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PTBP1 humano, de rato e de camundongo, um regulador chave de splicing. Ideal para aplicações de pesquisa e IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] PTBP1 pAb de Coelho
Observações/Alias	PTB; PTB2; PTB3; PTB4; pPTB; HNRPI; PTB-1; PTB-T; HNRNPI; HNRNP-I; P1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5725
GeneID	5725
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-290 do PTBP1 humano (NP_114368.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26599
Peso Proteico	60kDa
Transporte	Saco de gelo