

[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rad23A Para Wb, Elisa - P54725

Número do item: CM0020598



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra Rad23A humano. Adequado para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisa em reparo de DNA e desmetilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] Rad23A Rabbit pAb
Observações/Apelido	HR23A; HHR23A; 3A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5886
GeneID	5886
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-363 do Rad23A humano (NP_005044.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P54725
Peso Proteico	40kDa
Envio	Em saco de gelo