


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal Anti-Rbm3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P98179

Número do item: CM0021767



introdução

Anticorpo policlonal de coelho RBM3 validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a proteína de ligação ao RNA induzível pelo frio 3 (P98179), envolvida na regulação traducional e resposta ao estresse. Adequado para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] RBM3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RNPL; IS1-RNPL; M3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5935
GeneID	5935
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-157 do RBM3 humano (NP_006734.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98179
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo