

[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rela Para Wb, Elisa - Q04207

Número do item: CM0022670



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o RELA (NF-kB p65) de rato, validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com humano. Ideal para estudar inflamação, imunidade, crescimento celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] RELA Rabbit pAb
Observações/Apelido	p65, p65 NFkB, p65 NF-kappa B, LA
Espécie	Rato
GeneID	19697 (Rato)
Imunógeno	Proteína recombinante de RELA de rato
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q04207
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo