

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rhogdi Para Wb E Elisa - P52565

Número do item: CM0003823



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RhoGDI humano (Rho GDP-dissociation inhibitor 1, ARHGDIA). Validado para Western blot e ELISA, apresenta reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de homeostase da proteína Rho e motilidade celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] RhoGDI mAb de coelho
Observações/Apelidos	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	396
GeneID	396
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 70-150 da RhoGDI humana (P52565)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52565
Peso da Proteína	23kDa
Transporte	Bolsa de gelo