

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rhogdi Para Wb, If/Icc, Elisa - P52565

Número do item: CM0015656



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RhoGDI humano (ARHGDIA). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Estude a regulação da proteína Rho e a motilidade celular em células cancerígenas e normais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] RhoGDI pAb de Coelho
Observações/Apelido	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	396
GeneID	396
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-204 do RhoGDI humano (NP_001172006.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52565
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo