


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rpl22 Validado Para Ko Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35268

Número do item: CM0026013



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado para KO contra a proteína ribossomal L22 (RPL22), para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em biologia de ribossomos e controle da tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] RPL22 Coelho pAb
Observações/Alias	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6146
GeneID	6146
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-122 da RPL22 humana (NP_000974.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35268
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Bolsa de gelo