

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Samhd1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y3Z3

Número do item: CM0028173



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SAMHD1 humano, validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre fator de restrição, defesa antiviral e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SAMHD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DCIP; CHBL2; HDDC1; MOP-5; SBB188; hSAMHD1; D1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	25939
GeneID	25939
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 387-626 do SAMHD1 humano (NP_056289.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3Z3
Peso da Proteína	72kDa
Envio	Saco de gelo