

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Scyl1 Para Wb, Elisa - Q96Kg9

Número do item: CM0026083

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o SCYL1 (proteína semelhante a quinase N-terminal). Validado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas de tráfego e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SCYL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GKLP; NKTl; NTKL; P105; TAPK; TEIF; TRAP; HT019; SCAR21; L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57410
GeneID	57410
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 460-740 do SCYL1 humano (NP_065731.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96KG9
Peso da Proteína	90kDa
Envio	Saco de gelo