


[KO Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sec61B Para Wb, If/Icc, Elisa - P60468

Número do item: CM0013841



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado que tem como alvo a SEC61B humana, uma subunidade central do complexo translocon do RE.

Adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de translocação no RE e tráfego de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[KO Validado] pAb de coelho anti-SEC61B
Observações/Apelido	SEC61B; 1B
Espécie	Humana
GeneID	10952
Imunógeno	Peptídeo sintético situado entre os aminoácidos 1-96 da SEC61B humana (NP_006799.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P60468
Peso da proteína	10 kDa
Envio	Bolsa de gelo