

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Selenbp1 - Q13228

Número do item: CM0013506

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SELENBP1 (metanotiol oxidase) para WB, IF/ICC e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas em câncer e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	[Validado por KO] SELENBP1 Rabbit pAb
Observações/alias	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMT0; SBP56; HEL-S-134P; P1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8991
GeneID	8991
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 243-472 da SELENBP1 humana (NP_003935.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q13228
Peso da proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo