


[KO Validado] Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Sephs1 - P49903

Número do item: CM0016713



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-SEPHS1 validado por KO para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta SEPHS1 humano, de camundongo e de rato. Útil para pesquisas sobre o complexo zincore e estabilidade de fatores de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] SEPHS1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SPS; SELD; SPS1; S1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22929
GeneID	22929
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-392 da SEPHS1 humana (NP_036379.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49903
Peso Molecular	43kDa
Envio	Bolsa de gelo