

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Serpinb5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P36952

Número do item: CM0015315



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SERPINB5 humano (maspin) validado por WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Apoia estudos de pesquisa sobre supressor de tumores e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SERPINB5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PI5; maspin; B5
Espécie	Humano
ID do Gene	5268
Imunôgenio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-189 do SERPINB5 humano (NP_002630.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P36952
Peso da Proteína	42kDa

Envio