


[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal Anti-Setd7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wts6

Número do item: CM0027458



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra SETD7, uma histona metiltransferase H3K4. Desempenha um papel fundamental na ativação transcricional epigenética e na metilação de substratos não histona. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SETD7 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KMT7; SET7; SET9; SET7/9; D7
Espécie	Humano
GeneID	80854
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-366 do SETD7 humano (NP_085151.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WTS6
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo