

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Shmt2 Para Wb, If, Ihc, Elisa - P34897

Número do item: CM0008460



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SHMT2 validado por KO para WB, IF, IHC, ELISA. Reage com SHMT2 humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de metabolismo mitocondrial de um carbono e via do folato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho SHMT2
Observações/Apêndice	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6472
ID do Gene	6472
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 405-504 do SHMT2 humano (NP_005403.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P34897
Peso Proteico	53 kDa/55 kDa/56 kDa
Envio	Em saco de gelo