

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sirt1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q96Eb6

Número do item: CM0005989

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra SIRT1 humana (SIR2/SIR2L1). Adequado para WB, IF/ICC, IHC-P, FC e ELISA. Detecta SIRT1 humana, de camundongo e de rato, com uma banda de ~82 kDa. Ideal para pesquisa em epigenética e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] mAb de Coelho Anti-SIRT1
Observações/Alias	SIR2; SIR2L1; SIR2alfa
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	23411
GeneID	23411
Imunógeno	Proteína recombinante da SIRT1 humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intra), ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q96EB6
Peso da Proteína	82 kDa
Envio	Bolsa de gelo