

[Ko Validado] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sirt1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Eb6

Número do item: CM0021878



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SIRT1 (sirtuína-1 desacetilase dependente de NAD), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de metabolismo, apoptose, regulação da cromatina e envelhecimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] SIRT1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23411
GeneID	23411
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96EB6
Peso Proteico	82kDa
Transporte	Saco de gelo