

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sirt3 Para Wb, Elisa - Q9Ntg7

Número do item: CM0002874



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho SIRT3 validado para aplicações de Western blot e ELISA. Tem como alvo a desacetilase mitocondrial humana SIRT3, envolvida no metabolismo e resposta ao estresse. Uniprot Q9NTG7.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho SIRT3 (mAb)
Observações/Apelido	SIR2L3; T3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23410
GeneID	23410
Imunôgeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-399 da SIRT3 humana (NP_036371.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NTG7
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de Gelo