

[Validado Para Ko] Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A23 Para Wb, Elisa - Q9Bv35

Número do item: CM0019467

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC25A23, validado para WB e ELISA. SLC25A23 é um antiportador mitocondrial de nucleotídeos de adenina, adequado para pesquisas sobre metabolismo energético e sinalização de cálcio. Reage com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado para KO] SLC25A23 Rabbit pAb
Observações/Alias	APC2; MCSC2; SCAMC3; SCaMC-3; 23
Espécie	Humano
ID do Gene	79085
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da SLC25A23 humana (NP_077008.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BV35
Peso da Proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo