

[Validado Por Ko] Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc25A4/Ant1 - P12235

Número do item: CM0020749

introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO que visa o SLC25A4/ANT1, o translocador mitocondrial de ADP/ATP. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, rato, camundongo. Peso molecular ~33 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SLC25A4/ANT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	T1; ANT; AAC1; ANT1; PEO2; PEO3; ANT 1; PEOA2; MTDPS12; MTDPS12A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	291
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-200 do SLC25A4/ANT1 humano (NP_001142.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12235
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Saco de gelo