


Anti-Smad1 De Coelho Policlonal Validado Por Ko Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15797

Número do item: CM0023723



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Smad1 validado por KO para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reconhece Smad1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa de sinalização BMP, desenvolvimento embrionário e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Smad1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; d1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4086
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-240 do Smad1 humano (NP_001003688.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15797
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo