

[Validado Por Ko] Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Smad3 Para Wb, Ihc-P, Ip, Chip, Elisa - P84022

Número do item: CM0002366

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado por KO contra Smad3 (P84022). Detecta Smad3 humano, de camundongo e de rato. Adequado para WB, IHC-P, IP, ChIP e ELISA. Ideal para pesquisa de sinalização TGF-beta e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Smad3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4088
ID do Gene	4088
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 100-200 do Smad3 humano (NP_005893.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84022
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo